

高気圧

酸素カプセルの原理

体と気圧は関係が深く
気圧は体調に大きく
影響を与えます。



低気圧
(天気の悪い日)

頭がすっきりしない、
気分・カラダが重い、
頭痛がするなどの
症状が現れる

高気圧
(天気の良い日)

カラダの調子が良い、
疲れが残りにくく、
コンディション良好

酸素カプセルは、
天気の良い日と
同じ状態を作る。



酸素のミラクルパワー

- 1 酸素と脳**
酸素が脳に行き渡ると、
集中力・記憶力がアップ。
- 2 酸素と疲労回復**
疲労物質
(血中乳酸)
を分解。
- 3 酸素と体温**
手先、足先まで
酸素が巡り
温かさを実感。
- 4 酸素と脂肪**
酸素は脂肪
分解酵素
(:リパーゼ)
の活性化。
- 5 酸素と美容**
酸素は、肌細胞
を活性化、
美肌・白肌に。
- 6 酸素とアルコール**
アルコールを
分解するには
沢山の酸素が
必要。

操作手順

- 1 入る前に耳抜きと、唾を飲み込む練習をする
- 2 中に入りドアを閉じ、スイッチをONにする。5秒後にOFFにする。
※耳に圧力がかかったことを確認する
- 3 スwitchをONにする。メーターが1.0上昇するたび、1.0→2.0→3.0……10.0までON・OFFを繰り返す。
※耳に負担がかからないようにON・OFFで調整する
- 4 **初めての方** 1.2気圧 18.0~22.0 (安定気圧)
なれた方(3~4回以上) 1.3気圧 27.0~32.0 (安定気圧)
メーターカウント10.0以上は自分のペースでON・OFFを操作し、20.0~30.0まで上昇させる。
※耳に違和感がなくなる
- 5 ピンクのノズルを口元に近づけ、ゆっくりとお過ごしくください。

ご利用後のケア

水分を 沢山飲む + 汗をかく (スポーツ・温浴) = デトックス 効果

1回でやめないで!まずは4回

たっぷり摂取した酸素も3日後には減少。
定期的な持続、補充がオススメ!

継続すると

体の状態	実感	免疫力	成長ホルモン (IGF-1)
	4回	2ヶ月 (16回)	3ヶ月 (24回)